

# 青岛立见生物科技有限公司

### Qingdao Lijian Bio-Tech Co., Ltd.

## 非洲猪瘟病毒阻断 ELISA 抗体检测试剂盒说明书

兽用

#### 【兽药名称】

通用名 非洲猪瘟病毒阻断 ELISA 抗体检测试剂盒

英文名 African Swine Fever Virus Block ELISA Antibody Test Kit

#### 【主要成分与含量】

가하스까지	数量						
试剂盒组分	1P	2P	5P				
ASFV B 抗原包被板	96 孔板×1 块	96 孔板×2 块	96 孔板×5 块				
ASFV B 阴性对照血清	1ml/管×1 管	1ml/管×1 管	1ml/管×1 管				
ASFV B 阳性对照血清	1ml/管×1 管	1ml/管×1 管	1ml/管×1 管				
ASFV B 样品稀释液	10ml/瓶×1 瓶	20ml/瓶×1 瓶	50ml/瓶×1 瓶				
ASFV B 酶标抗体	5ml/瓶×1 瓶	10ml/瓶×1 瓶	25ml/瓶×1 瓶				
20×洗涤液	30ml/瓶×1 瓶	60ml/瓶×1 瓶	100ml/瓶×1 瓶				
底物溶液 A	6ml/瓶×1 瓶	12ml/瓶×1 瓶	30ml/瓶×1 瓶				
底物溶液 B	6ml/瓶×1 瓶	12ml/瓶×1 瓶	30ml/瓶×1 瓶				
终止液	6ml/瓶×1 瓶	12ml/瓶×1 瓶	30ml/瓶×1 瓶				

#### 【作用与用途】 用于检测猪血清中的非洲猪瘟病毒 P30 抗体。

#### 【用法与判定】 1 用法

- 1.1 样品准备 采集猪全血,按常规方法制备血清,血清应清亮,无溶血。
- 1.2 实验准备 试剂盒各个组分在使用前均须恢复至室温(20℃~25℃),加液前充分摇匀。ASFV B 抗原 包被板上 ASFV B 阴性对照血清、ASFV B 阳性对照血清、样品稀释液和待检样品的分布如表 1 所示(N-表示加阴性对照血清,P-表示加阳性对照血清,Cm-表示加样品稀释液,S1、S2、S3、S4 和其余孔表示加待检样品)。

表 1 酶标板上对照和样品添加模式图

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	N	S3										
В	N	S4										
C	P											
D	P											
E	Cm											
F	Cm											
G	S1											
Н	S2											

注:为保证不同样品的孵育时间一致,可先取不低于  $50\mu$ l 的待检样品和不低于  $50\mu$ l 的 ASFV B 阴性对照 血清、ASFV B 阳性对照血清、样品稀释液分别加入 96 孔板中并做好记录,然后用多道移液器移至 ASFV B 抗原包被板相应孔中,也可在 ASFV B 抗原包被板直接加样。

地址:山东省青岛市城阳区红岛街道岙东南路 21 号 网址: www.qdregen.com

电话: 0532-87839766 邮箱: qdlijian2003@163.com



### 青岛立见生物科技有限公司

#### Qingdao Lijian Bio-Tech Co., Ltd.

- 1.3 洗涤液配制 使用前,将 20×洗涤液从试剂盒中取出,平衡至室温,并摇动,使沉淀溶解;或在 37℃水浴中加热 5 分钟~10 分钟, 并摇动, 使沉淀溶解。待完全溶解后, 将 20×洗涤液用纯水或去离子水做 20 倍稀释(如配制 100ml 工作浓度洗涤液,需 5ml 20×洗涤液加 95ml 纯水或去离子水),充分混匀,即为工 作浓度的洗涤液。
  - 1.4 操作步骤
- 1.4.1 每孔加入 50μl 样品稀释液,在 A1 和 B1 孔加入 ASFV B 阴性对照血清各 50μl;在 C1 和 D1 孔加入 ASFV B 阳性对照血清各 50ul; 在 E1 和 F1 孔加入样品稀释液各 50ul; 剩余孔中加入待检样品 50ul;
  - 1.4.2 轻轻振匀孔中样品 (勿溢出), 37℃孵育 60 分钟;
- 1.4.3 甩干 ASFV B 抗原包被板孔中的液体,每孔加入 300 ul 工作浓度的洗涤液,洗涤 4 次,在洗涤和加 入下一个试剂前,避免孔壁变干,最后一次洗涤后将抗原包被板在吸水纸上拍干;
  - 1.4.4 每孔加入 50 dl 的 ASFV B 酶标抗体; 37℃孵育 30 分钟;
- 1.4.5 甩干 ASFV B 抗原包被板孔中的液体,每孔加入 300 ul 工作浓度的洗涤液,洗涤 4 次,在洗涤和加 入下一个试剂前,避免孔壁变干,最后一次洗涤后将抗原包被板在吸水纸上拍干;
  - 1.4.6 每孔先后加入 50ul 底物溶液 A 和 50ul 底物溶液 B; 混匀后 37℃避光孵育 10 分钟;
  - 1.4.7 每孔加入 50ul 的终止液终止显色反应; 使用酶标仪测定 450nm 波长处的 OD 值。
  - 2 结果判定
- 2.1 ASFV B 阴性对照血清的平均 OD 值即 OD<sub>NC</sub>; ASFV B 阳性对照血清的平均 OD 值即 OD<sub>PC</sub>; 酶标抗 体(空白)的平均 OD 值即 ODcm; 待检样品的 OD 值即为 ODs;
  - 2.2 阈值计算 阳性对照血清阻断率即 PB<sub>PC</sub>=100-OD<sub>PC</sub>/OD<sub>Cm</sub>×100; 阴性对照血清阻断率即  $PB_{NC} = 100 - OD_{NC}/OD_{Cm} \times 100$ ;

样品阻断率即 PBs=100-ODs/ODcm×100。

- 2.3 试验成立条件: PB<sub>NC</sub> < 30 且 PB<sub>PC</sub> > 70, 试验结果有效; 否则, 重新进行试验。
- 2.4 判定: 在试验成立的前提下,样品阻断率即 PBs>50,结果判为阳性; PBs≤50,结果判为阴性。

【注意事项】 (1) 试剂盒使用前各试剂应平衡至室温,使用后放回2℃~8℃保存。

- (2) 不同批号的试剂盒组份不得混用,不同试剂使用时应防止交叉污染。
- (3) 底物溶液和终止液不能暴露于强光或接触氧化剂,若出现颜色变化,应弃之不用,底物溶液 B 应避 光保存。
  - (4) 稀释 20×洗涤液时应准确量取,如果发现有结晶应加热使其溶解后使用。
  - (5) 待检样品数量较多时,应尽量缩短加样时间。
  - (6) 吸取液体时,应尽量准确,并防止产生气泡。
  - (7) 应严格按照各操作步骤规定的时间和温度进行操作。
  - (8) 终止液为稀硫酸溶液,若接触到皮肤或眼睛,请及时用大量清水洗涤并就医。

【规格】 (1) 96 孔/盒 (2) 192 孔/盒 (3) 480 孔/盒

**【贮藏与有效期**】 2℃~8℃保存,有效期 15 个月。

### 仅供兽医诊断使用

地址: 山东省青岛市城阳区红岛街道岙东南路 21 号 网址: www.qdregen.com 电话: 0532-87839766 邮箱: qdlijian2003@163.com